


# CATALOGO PRODUCTOS

GRUPO  
**OH**

## Objetivo

Nuestro objetivo es poder contribuir con la necesidad tan latente de productos para la protección de nuestro país, pero sobre todo para los guerreros que se enfrentan cara a cara con este virus todos los días.

# Tapabocas



cumple con NTC 1733 Higiene y seguridad.

## **Composición:**

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas (látex de hule natural).
- Clip metálico de aluminio o similar, forrado en plástico.

## **Descripción del producto:**

- Tres pliegues que permiten la elongación de la tela para cubrir de la nariz a la parte baja del mentón, tienen dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
- sujeción a la oreja.
- Usado para protección general.
- Cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.
- Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
- Un solo uso.

# Tapabocas



cumple con NTC 1733 Higiene y seguridad.

## **Composición:**

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas (látex de hule natural).

## **Descripción del producto:**

- Diseño anatómico que ajusta a la forma de la cara cubriendo desde la nariz a la parte baja del mentón, tienen dimensiones que cubren perfectamente las entradas a las vías respiratorias.
- sujeción a la oreja.
- Usado para protección general.
- Cumple una función de barrera microbiana, reduciendo el paso de fluidos corporales al exterior. Protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.
- Se usa en el campo médico, odontológico y quirúrgico.
- Un solo uso.

# Polainas



**NTC N.A.**

**Composición:**

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas.

**Descripción del producto:**

- Polaina antideslizante, no estéril, no tejida.
- Libre de hebras, ni partículas volátiles, lisa, sin deformaciones.
- Con recuento controlado microbiano.
- Dimensión estándar.

# Gorros



NTC N.A.

**Composición:**

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster

**Descripción del producto:**

- Gorro con tiras en la parte trasera para adaptarse al entorno craneal, que se coloca en la cabeza y cubre parcialmente la frente.

# Conjunto Desechable

## Composición:

Camiseta manga corta con pantalón en:

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Pretina ajustable con cordón de tela no tejida



## Composición:

Camiseta manga corta con pantalón en:

- Tela antifluidos
- Hilos de poliéster
- Pretina ajustable con cordón de tela antifluidos

NTC

NTC 5623 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 1.** Requisitos Generales para los fabricantes procesadores y productos. NTC 5624 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 2.** Métodos de ensayo. NTC 5625 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 3.** Requisitos y niveles de funcionamiento.

## Descripción del producto:

- De tela no tejida, repelente a los líquidos, pero permeable al aire y óptima resistencia a la rotura.
- Reforzada en mangas y parte delantera.
- Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca y de unos 8 a 10 cm de longitud.
- Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello.

# Bata y Pantalón Desechable

## **Composición:**

- Bata manga larga y pantalón en:
- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
  - Hilos de poliéster
  - Cintas elásticas.



## **Composición:**

- Bata manga larga y pantalón en:
- Tela antilíquidos
  - Hilos de poliéster
  - Cintas elásticas.

NTC

NTC 5623 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 1.** Requisitos Generales para los fabricantes procesadores y productos. NTC 5624 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 2.** Métodos de ensayo. NTC 5625 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 3.** Requisitos y niveles de funcionamiento.

## **Descripción del producto:**

- De tela no tejida, repelente a los líquidos, pero permeable al aire y óptima resistencia a la rotura.
- Reforzada en mangas y parte delantera.
- Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca y de unos 8 a 10 cm de longitud.
- Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello.



# Bata Desechable

## **Composición:**

Bata manga larga en:

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas.



## **Composición:**

Bata manga larga en:

- Tela antilíquidos
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas.

NTC

NTC 5623 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 1.** Requisitos Generales para los fabricantes procesadores y productos. NTC 5624 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 2.** Métodos de ensayo. NTC 5625 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 3.** Requisitos y niveles de funcionamiento.

## **Descripción del producto:**

- De tela no tejida, repelente a los líquidos, pero permeable al aire y óptima resistencia a la rotura.
- Reforzada en mangas y parte delantera.
- Rematadas las mangas con puños elásticos de algodón, ajustables a la muñeca y de unos 8 a 10 cm de longitud.
- Escote redondo, ajustable anatómicamente al cuello.

# Traje Tyvek

## Composición:

- Tela no tejida de polipropileno y poliéster.
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas..



## Composición:

- Tela antifluidos
- Hilos de poliéster
- Cintas elásticas

NTC

NTC 5623 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 1.** Requisitos Generales para los fabricantes procesadores y productos. NTC 5624 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 2.** Métodos de ensayo. NTC 5625 - Campos quirúrgicos, batas y trajes para aire limpio de utilización quirúrgica, como dispositivos médicos para pacientes, personal clínico y equipo.

**Parte 3.** Requisitos y niveles de funcionamiento.

- Impermeabilidad y resistencia óptimas de la capucha de 3 piezas, incluso al mover la cabeza.
- Costuras cosidas externas que ofrecen una excelente protección del exterior hacia el interior.
- Entrepiernas de 3 piezas y buen ajuste de la prenda al cuerpo, gracias al elástico en la cintura, para evitar los enganches y garantizar una mejor libertad de movimiento.
- Alta impermeabilidad en los puntos críticos del traje: cremallera de Tyvek® protegida con una solapa; elásticos en puños y tobillos y apertura facial con elástico.

los precios están atados a disponibilidad  
y costo de materia prima.

Fabricado por Grupo Oscar Herrera

**Pedidos:**

☎ 321 2265757

📷 @grupoempresarialoh

ENCUESTA: <https://forms.gle/DZRVa1a6Cop2PU147>

CATÁLOGO ACTUALIZADO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1I2vRDMxVd18UU65135oYevbt2Xnukg0P?usp=sharing>

los precios están atados a disponibilidad  
y costo de materia prima.

Fabricado por Grupo Oscar Herrera

**Pedidos:**

☎ 321 2265757

📷 @grupoempresarialoh

ENCUESTA: <https://forms.gle/DZRVa1a6Cop2PU147>

CATÁLOGO ACTUALIZADO:

<https://drive.google.com/drive/folders/1I2vRDMxVd18UU65135oYevbt2Xnukg0P?usp=sharing>